

DE Produktbeschreibung
Hydrosorb Gel ist ein kläres, zähes, steiles Gel, das ein modifiziertes Stärkepolymer, Glykōer, Konservierungsstoffe und Wasser enthält.

Hydrosorb Gel hält ein feuchtes Wundheilungsmilieu aufrecht, das die Heilung begünstigt.

Gewisse, um die Heilung von trockenen Wunden zu fördern, oder absorbieren Wundschleim und Exsudat, wenn eine geringe Menge Exsudat vorhanden ist.

Hydrosorb Gel kann durch Spülungen mit steriler Kochsalzlösung abgewaschen werden, dies führt zu einem geringeren oder gar keinem Trauma der Wunde und somit zu einer besseren Wundheilung und einem schmerzfreien Wechsel von Hydrodysorb Gel.

Versorgungswirkung

Hydrosorb Gel ist keine invasiven Wundprodukte für die meisten Arten von Geschwüren, Druckschwellen und anderen schwach exudierenden, schleimigen oder nekrotischen Wunden über einen längeren Zeitraum verwendet werden.

Zielgruppe

Personen mit den folgenden Wunden:

• Druckschwellen

• venöse Beinbeschwerden

• diabetische Fußgeschwüre

• Verbrennungen ersten und zweiten Grades

Anwender

Ist für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal vorgesehen und kann im Krankenhaus verordnet werden.

Indikationen

Hydrosorb Gel ist indiziert für die Behandlung von trockenen, nicht exsudierenden Wunden und schwach exudierenden Verletzungen der oberen beiden Hauthorizonten, wie z.B.:

• Druckschwellen

• venöse Beinbeschwerden

• diabetische Fußbeschwerden

• Verbrennungen ersten und zweiten Grades

Intended user

Intended for use by health professionals and may be used in hospital.

Indications

Hydrosorb Gel ist indicated for the management of dry non-exuding wounds and also low exuding, partial-thickness wounds, such as:

• pressure ulcers

• varicose leg ulcers

• diabetic foot ulcers

• first and second degree burns

Contraindications/Safety information

Hydrosorb Gel ist kontraindiziert bei:

• Geschwüren infolge von Infektionen wie Tuberkulose, Syphilis, tiefen Pilzinfektionen.

• Verbrennungen dritter Grades

• stark exsudierende Wunden

• Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Hydrosorb Gel oder einen seiner Bestandteile.

• Saugfähigkeiten 12 Wochen

• Bei einer Erkrankung, in denen ein Kontakt mit den Augen möglich ist

• Im Falle einer Infektion mit Entzündungszeichen (entzündliche Temperatur, Schwellung, Rötung, Schmerzen) ist ein Arzt aufzusuchen.

Achtung!

Produkt bei handelsüblicher Verpackung nicht verwenden.

Nicht wiederverwenden.

Die Wiederverwendung von Einwegprodukten stellt ein potenzielles Risiko für den Patienten oder Anwender dar. Sie kann zu Verunreinigungen und/oder Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit des Produkts führen.

Eine Verunreinigung und/oder eingeschränkte Funktionsfähigkeit des Produkts kann zu Verbrennungen, Krampfanfällen oder zum Tod des Patienten führen. Das Produkt ist nicht für eine Wiederherstellung geeignet. Nur zur äußerlichen Anwendung und sollte nicht unmittelbar angewendet werden.

Auskunftsweisung

Anwendung von Hydrogel: Entfernen Sie die Verschlusskappe und legen Sie die Applikatorstutzen frei. Drücken Sie dann die Tube zusammen und tragen Sie Hydrogel direkt auf die Wunde auf.

Die Entfernung der Wundabdeckung kann ganz oben am Zustand der Wunde ab. Bei exsudierenden Wunden kann zu Beginn der Behandlung ein trophischer Wechsel erforderlich sein, der jedoch bei trockenen Wunden bei Beurteilung durch eine entsprechend qualifizierte medizinische Fachkraft auf alle 2 bis 3 Tage reduziert werden kann.

Vorbereitung

a. Prüfen Sie die Tube vor dem Öffnen auf Schäden.

b. Reinigen Sie die Wunde mit steriler Kochsalzlösung oder einer anderen geeigneten Lösung.

c. Trocken Sie die Haut mit dem Wunde trocknen.

Anwendung von Hydrosorb Gel

a. Nehmen Sie gemäß den örtlichen Richtlinien und bewährten Verfahren für den Umgang mit Hydrogel-Tuben eine sterile Tube mit Hydrogel aus der Packung. Entfernen Sie die Verschlusskappe und legen Sie die Wundoberfläche sicher zu.

b. Legen Sie die Wundabdeckung über die Wunde.

c. Reinigen Sie die Wundabdeckung mit einem anwendergereichten Alkoholwischzettel ab.

d. Halten Sie die Öffnung so, dass sie Wundberührungen nicht besteht, drücken Sie die Tube vorsichtig zusammen und tragen Sie das Hydrogel auf die gesamte Wunde auf. Mindestens 5 mm dicke.

e. Decken Sie die Wunde mit einer sauberen, trockenen und sauerstoffdichten Abdeckung ab. Eine Kompression kann Verklebung mit einer Behandlung verhindern.

f. Entfernen Sie die Wundabdeckung, wenn dies von einem Arzt angeordnet wird.

g. Wählen Sie die geeignete Menge Hydrogel aus, die die Wundoberfläche vollständig abdecken kann, und öffnen Sie den Schnappverschluss der Applikatorstutzen.

h. Halten Sie die Öffnung so, dass sie Wundberührungen nicht besteht, drücken Sie die Tube vorsichtig zusammen und tragen Sie das Hydrogel auf die gesamte Wunde auf. Mindestens 5 mm dicke.

i. Entfernen Sie die Wundabdeckung, wenn dies von einem Arzt angeordnet wird.

j. Wählen Sie die geeignete Menge Hydrogel aus, die die Wundoberfläche vollständig abdecken kann, und öffnen Sie den Schnappverschluss der Applikatorstutzen.

k. Halten Sie die Öffnung so, dass sie Wundberührungen nicht besteht, drücken Sie die Tube vorsichtig zusammen und tragen Sie das Hydrogel auf die gesamte Wunde auf. Mindestens 5 mm dicke.

l. Entfernen Sie die Wundabdeckung, wenn dies von einem Arzt angeordnet wird.

m. Wählen Sie die geeignete Menge Hydrogel aus, die die Wundoberfläche vollständig abdecken kann, und öffnen Sie den Schnappverschluss der Applikatorstutzen.

n. Halten Sie die Öffnung so, dass sie Wundberührungen nicht besteht, drücken Sie die Tube vorsichtig zusammen und tragen Sie das Hydrogel auf die gesamte Wunde auf. Mindestens 5 mm dicke.

o. Entfernen Sie die Wundabdeckung, wenn dies von einem Arzt angeordnet wird.

p. Wählen Sie die geeignete Menge Hydrogel aus, die die Wundoberfläche vollständig abdecken kann, und öffnen Sie den Schnappverschluss der Applikatorstutzen.

q. Halten Sie die Öffnung so, dass sie Wundberührungen nicht besteht, drücken Sie die Tube vorsichtig zusammen und tragen Sie das Hydrogel auf die gesamte Wunde auf. Mindestens 5 mm dicke.

r. Entfernen Sie die Wundabdeckung, wenn dies von einem Arzt angeordnet wird.

s. Wählen Sie die geeignete Menge Hydrogel aus, die die Wundoberfläche vollständig abdecken kann, und öffnen Sie den Schnappverschluss der Applikatorstutzen.

t. Halten Sie die Öffnung so, dass sie Wundberührungen nicht besteht, drücken Sie die Tube vorsichtig zusammen und tragen Sie das Hydrogel auf die gesamte Wunde auf. Mindestens 5 mm dicke.

u. Entfernen Sie die Wundabdeckung, wenn dies von einem Arzt angeordnet wird.

v. Wählen Sie die geeignete Menge Hydrogel aus, die die Wundoberfläche vollständig abdecken kann, und öffnen Sie den Schnappverschluss der Applikatorstutzen.

w. Halten Sie die Öffnung so, dass sie Wundberührungen nicht besteht, drücken Sie die Tube vorsichtig zusammen und tragen Sie das Hydrogel auf die gesamte Wunde auf. Mindestens 5 mm dicke.

x. Entfernen Sie die Wundabdeckung, wenn dies von einem Arzt angeordnet wird.

y. Wählen Sie die geeignete Menge Hydrogel aus, die die Wundoberfläche vollständig abdecken kann, und öffnen Sie den Schnappverschluss der Applikatorstutzen.

z. Halten Sie die Öffnung so, dass sie Wundberührungen nicht besteht, drücken Sie die Tube vorsichtig zusammen und tragen Sie das Hydrogel auf die gesamte Wunde auf. Mindestens 5 mm dicke.

aa. Entfernen Sie die Wundabdeckung, wenn dies von einem Arzt angeordnet wird.

bb. Wählen Sie die geeignete Menge Hydrogel aus, die die Wundoberfläche vollständig abdecken kann, und öffnen Sie den Schnappverschluss der Applikatorstutzen.

cc. Halten Sie die Öffnung so, dass sie Wundberührungen nicht besteht, drücken Sie die Tube vorsichtig zusammen und tragen Sie das Hydrogel auf die gesamte Wunde auf. Mindestens 5 mm dicke.

dd. Entfernen Sie die Wundabdeckung, wenn dies von einem Arzt angeordnet wird.

ee. Wählen Sie die geeignete Menge Hydrogel aus, die die Wundoberfläche vollständig abdecken kann, und öffnen Sie den Schnappverschluss der Applikatorstutzen.

ff. Halten Sie die Öffnung so, dass sie Wundberührungen nicht besteht, drücken Sie die Tube vorsichtig zusammen und tragen Sie das Hydrogel auf die gesamte Wunde auf. Mindestens 5 mm dicke.

gg. Entfernen Sie die Wundabdeckung, wenn dies von einem Arzt angeordnet wird.

hh. Wählen Sie die geeignete Menge Hydrogel aus, die die Wundoberfläche vollständig abdecken kann, und öffnen Sie den Schnappverschluss der Applikatorstutzen.

ii. Halten Sie die Öffnung so, dass sie Wundberührungen nicht besteht, drücken Sie die Tube vorsichtig zusammen und tragen Sie das Hydrogel auf die gesamte Wunde auf. Mindestens 5 mm dicke.

jj. Entfernen Sie die Wundabdeckung, wenn dies von einem Arzt angeordnet wird.

kk. Wählen Sie die geeignete Menge Hydrogel aus, die die Wundoberfläche vollständig abdecken kann, und öffnen Sie den Schnappverschluss der Applikatorstutzen.

ll. Halten Sie die Öffnung so, dass sie Wundberührungen nicht besteht, drücken Sie die Tube vorsichtig zusammen und tragen Sie das Hydrogel auf die gesamte Wunde auf. Mindestens 5 mm dicke.

mm. Entfernen Sie die Wundabdeckung, wenn dies von einem Arzt angeordnet wird.

nn. Wählen Sie die geeignete Menge Hydrogel aus, die die Wundoberfläche vollständig abdecken kann, und öffnen Sie den Schnappverschluss der Applikatorstutzen.

oo. Halten Sie die Öffnung so, dass sie Wundberührungen nicht besteht, drücken Sie die Tube vorsichtig zusammen und tragen Sie das Hydrogel auf die gesamte Wunde auf. Mindestens 5 mm dicke.

pp. Entfernen Sie die Wundabdeckung, wenn dies von einem Arzt angeordnet wird.

qq. Wählen Sie die geeignete Menge Hydrogel aus, die die Wundoberfläche vollständig abdecken kann, und öffnen Sie den Schnappverschluss der Applikatorstutzen.

rr. Halten Sie die Öffnung so, dass sie Wundberührungen nicht besteht, drücken Sie die Tube vorsichtig zusammen und tragen Sie das Hydrogel auf die gesamte Wunde auf. Mindestens 5 mm dicke.

ss. Entfernen Sie die Wundabdeckung, wenn dies von einem Arzt angeordnet wird.

tt. Wählen Sie die geeignete Menge Hydrogel aus, die die Wundoberfläche vollständig abdecken kann, und öffnen Sie den Schnappverschluss der Applikatorstutzen.

uu. Halten Sie die Öffnung so, dass sie Wundberührungen nicht besteht, drücken Sie die Tube vorsichtig zusammen und tragen Sie das Hydrogel auf die gesamte Wunde auf. Mindestens 5 mm dicke.

vv. Entfernen Sie die Wundabdeckung, wenn dies von einem Arzt angeordnet wird.

ww. Wählen Sie die geeignete Menge Hydrogel aus, die die Wundoberfläche vollständig abdecken kann, und öffnen Sie den Schnappverschluss der Applikatorstutzen.

xx. Halten Sie die Öffnung so, dass sie Wundberührungen nicht besteht, drücken Sie die Tube vorsichtig zusammen und tragen Sie das Hydrogel auf die gesamte Wunde auf. Mindestens 5 mm dicke.

yy. Entfernen Sie die Wundabdeckung, wenn dies von einem Arzt angeordnet wird.

zz. Wählen Sie die geeignete Menge Hydrogel aus, die die Wundoberfläche vollständig abdecken kann, und öffnen Sie den Schnappverschluss der Applikatorstutzen.

aa. Halten Sie die Öffnung so, dass sie Wundberührungen nicht besteht, drücken Sie die Tube vorsichtig zusammen und tragen Sie das Hydrogel auf die gesamte Wunde auf. Mindestens 5 mm dicke.

cc. Entfernen Sie die Wundabdeckung, wenn dies von einem Arzt angeordnet wird.

dd. Wählen Sie die geeignete Menge Hydrogel aus, die die Wundoberfläche vollständig abdecken kann, und öffnen Sie den Schnappverschluss der Applikatorstutzen.

ee. Halten Sie die Öffnung so, dass sie Wundberührungen nicht besteht, drücken Sie die Tube vorsichtig zusammen und tragen Sie das Hydrogel auf die gesamte Wunde auf. Mindestens 5 mm dicke.

ff. Entfernen Sie die Wundabdeckung, wenn dies von einem Arzt angeordnet wird.

gg. Wählen Sie die geeignete Menge Hydrogel aus, die die Wundoberfläche vollständig abdecken kann, und öffnen Sie den Schnappverschluss der Applikatorstutzen.

hh. Halten Sie die Öffnung so, dass sie Wundberührungen nicht besteht, drücken Sie die Tube vorsichtig zusammen und tragen Sie das Hydrogel auf die gesamte Wunde auf. Mindestens 5 mm dicke.

ii. Entfernen Sie die Wundabdeckung, wenn dies von einem Arzt angeordnet wird.

jj. Wählen Sie die geeignete Menge Hydrogel aus, die die Wundoberfläche vollständig abdecken kann, und öffnen Sie den Schnappverschluss der Applikatorstutzen.

kk. Halten Sie die Öffnung so, dass sie Wundberührungen nicht besteht, drücken Sie die Tube vorsichtig zusammen und tragen Sie das Hydrogel auf die gesamte Wunde auf. Mindestens 5 mm dicke.

ll. Entfernen Sie die Wundabdeckung, wenn dies von einem Arzt angeordnet wird.

mm. Wählen Sie die geeignete Menge Hydrogel aus, die die Wundoberfläche vollständig abdecken kann, und öffnen Sie den Schnappverschluss der Applikatorstutzen.

nn. Halten Sie die Öffnung so, dass sie Wundberührungen nicht besteht, drücken Sie die Tube vorsichtig zusammen und tragen Sie das Hydrogel auf die gesamte Wunde auf. Mindestens 5 mm dicke.

oo. Entfernen Sie die Wundabdeckung, wenn dies von einem Arzt angeordnet wird.

pp. Wählen Sie die geeignete Menge Hydrogel aus, die die Wundoberfläche vollständig abdecken kann, und öffnen Sie den Schnappverschluss der Applikatorstutzen.

qq. Halten Sie die Öffnung so, dass sie Wundberührungen nicht besteht, drücken Sie die Tube vorsichtig zusammen und tragen Sie das Hydrogel auf die gesamte Wunde auf

