

Használati utasítás – Pormentes Steril Kesztyűkhöz:

- ❖ Peha-basic latex kesztyű
- ❖ Peha-underglove latex kesztyű
- ❖ Peha-underglove latexmentes kesztyű
- ❖ Peha-neon latexmentes kesztyű
- ❖ Peha-taft classic steril kesztyű
- ❖ Peha-micron latex kesztyű
- ❖ Peha-taft latex kesztyű
- ❖ Peha-profile latex kesztyű
- ❖ Peha-isoprene latex kesztyű

1. A termék leírása

- A steril kesztyűk orvosi és egyéb egészségügyi célokra készültek, egyszer használatos védőeszközök. Ezek a kesztyűk sterilizált állapotban kerülnek forgalomba, pormentes kivitelben, és céljuk, hogy megakadályozzák a fertőzések átvitelét a felhasználó és a beteg, illetve a környezet között. A pormentes változat előnye, hogy csökkenti a bőrirritáció és az allergiás reakciók kockázatát, mivel nem tartalmaz semmilyen poros anyagot, amely az alkalmazás során a bőrre juthatna.

2. A termék típusa és anyaga

- **Típus:** Latex / Nitril / Vinil / Egyéb (a konkrét típus a csomagoláson van feltüntetve)
- **Steril:** Igen (csak olyan kesztyűk, amelyek sterilen csomagolva, zárt csomagolásban kerülnek forgalomba)
- **Pormentes:** Igen (a kesztyűk nem tartalmaznak por anyagot, így azok a bőrrel való érintkezés során nem okoznak irritációt)
- **Egyszer használatos:** A kesztyűk egyszeri használatra készültek. Ne használja őket többször!

3. Felhasználás célja

- A steril, pormentes kesztyűk alkalmazása javasolt orvosi vizsgálatok, sebészeti beavatkozások, ápolói feladatok, valamint más egészségügyi vagy higiéniai tevékenységek során, ahol a sterilitás és a bőrre gyakorolt hatás minimálisra csökkentése elengedhetetlen.

4. Használati utasítás

1. **Kézmosás:** A steril kesztyű felhelyezése előtt alaposan mosson kezet szappannal és vízzel, vagy használjon alkoholtartalmú kézfertőtlenítőt, ha a kézmosás nem lehetséges.
2. **A kesztyű felhelyezése:**
 - Ellenőrizze, hogy a csomagolás sértetlen és a kesztyű steril állapotban van.
 - Nyissa ki a csomagolást úgy, hogy ne érintse meg a belső felületet.
 - A kesztyűk felhelyezését a lehető legkevesebb érintkezéssel végezze el. Húzza fel a kesztyűt úgy, hogy a külső felületet ne érintse, és ügyeljen arra, hogy a kesztyű a megfelelő irányba legyen felhelyezve.
 - A pormentes kesztyűk a bőrrel való érintkezés során nem okoznak irritációt vagy kellemetlen érzést, mivel nem tartalmaznak semmilyen poros anyagot, amely allergiás reakciókat válthatna ki.
 - Ha szükséges, kérjen segítséget a kesztyű felhelyezésében, hogy ne zavarja meg a sterilitást.

- A kesztyűk megfelelően illeszkedjenek, de ne legyenek túl szorosak.
- 3. **Felhasználás közben:**
 - A steril kesztyűk használata közben ügyeljen arra, hogy ne érintse meg az arcát, és ne vegye le a kesztyűt a feladat befejezéséig.
 - Ha bármilyen szennyeződés, szakadás, vagy lyuk lép fel a kesztyűn, azonnal cserélje le.
- 4. **Kesztyű eltávolítása:**
 - A kesztyű eltávolításakor ne érintse meg a külső felületet, és ügyeljen arra, hogy ne szennyezze be a kezeit.
 - A kesztyűt a belső felületük megfogásával és kifordítással távolítsa el.
 - Ha a kesztyűk tartalmaznak szennyeződést, a szennyezett felületet ne érintse.
- 5. **Kézmosás:**
 - A kesztyű eltávolítása után alaposan mosson kezet szappannal és vízzel, vagy használjon alkoholtartalmú kézfertőtlenítőt.

5. Tárolás

- Tárolja a steril kesztyűket száraz, hűvös, fénytől védett helyen.
- Ne tárolja a kesztyűket éles tárgyak közelében, amelyek megsérthetik a csomagolást és a termék sterilitását.
- Ne tárolja a kesztyűket közvetlen napfényen vagy túl magas hőmérsékleten.

6. Figyelmeztetések és óvintézkedések

- **Allergiás reakciók:** Ha latex alapú kesztyűt használ, és allergiás reakciókat tapasztal (pl. viszketés, bőrpír, duzzanat), azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon orvoshoz.
- **Sérült kesztyűk:** Ne használjon sérült kesztyűt, mivel az csökkentheti a védelmet és növelheti a fertőzés kockázatát.
- **Ne használja hosszú ideig:** A steril kesztyűk nem tervezettek hosszú idejű viselésre, és a hosszú ideig tartó használat csökkentheti a védelmi hatékonyságot.

7. Hulladékkezelés

- A kesztyűket az előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ha azok orvosi célra használtak, akkor **orvosi hulladékként** kell kezelni őket.
- A steril kesztyűket ne dobja a háztartási hulladékba, ha azok fertőző anyagokkal érintkeztek.

8. Szavatosság

- A termék szavatossága a csomagoláson feltüntetett dátumig érvényes. A lejárat dátum után ne használja a kesztyűt, mivel a steril állapot elvész, és a kesztyű nem biztosítja a kívánt védelmet.

9. Gyártó és forgalmazó adatai

- **Gyártó:** Paul Hartmann AG, Strasse 12, 89522 Heidenheim
 - **Forgalmazó:** HARTMANN-RICO Hungária Kft., 2051 Biatorbágy, Budapest, Paul Hartmann utca 8.
-

Fontos jogi nyilatkozatok:

- Ez a termék megfelel az orvostechikai eszközökre vonatkozó előírásoknak, és rendelkezik a szükséges **CE-jelöléssel** (ha alkalmazható).
-

A **pormentes** steril kesztyűk különösen előnyösek azok számára, akik érzékeny bőrrel rendelkeznek vagy olyan helyzetekben használják őket, ahol az allergiás reakciók megelőzése kritikus. A kiegészített leírás segít a felhasználóknak a termék helyes alkalmazásában és a biztonságos használat fenntartásában.