

## Használati utasítás zsilipruhákhoz (Foliodress® Protect Suit)

- ❖ Foliodress zsilipruha V nyakkivágással kék
- ❖ Foliodress zsilipruha V nyakkivágással zöld
- ❖ Foliodress zsilipruha kerek nyakkivágással kék

**Termékleírás:** A Foliodress® Protect Suit egy egyszer használatos zsilipruha, amely inget és nadrágot egyben tartalmaz. Az antisztatikus, nem szőtt anyagból készült ruhanemű kényelmes viseletet biztosít, alkalmas műtői és egészségügyi környezetben való felhasználásra.

### Termék jellemzői:

- Anyaga: nem szőtt PP-nemszött (SMS), antisztatikus
- Latex- és formaldehidmentes
- Egyszeri használatra készült
- Színe: kék
- Elérhető méretek: S, M, L, XL, XXL

**Felhasználási terület:** Az egyszer használatos zsilipruhák ideálisak műtői környezetben, illetve olyan egészségügyi környezetben, ahol sterilitás és védelem szükséges.

### Használati útmutató:

1. **Csomagolás kibontása:** Nyissa ki a PE tasakot óvatosan, ügyelve arra, hogy ne sérüljön a ruha.
2. **Felvétel:**
  - Vegye fel először a nadrágot, majd húzza meg a derékrészen található kötőt a kényelmes illeszkedés érdekében.
  - Ezután vegye fel az inget, ügyelve arra, hogy a kerek nyakkivágás és a rövid ujjak megfelelően illeszkedjenek.
3. **Viselés:** Gondoskodjon arról, hogy a zsilipruha teljesen fedje a ruházatát a sterilitás érdekében.
4. **Eltávolítás:** Használat után óvatosan vegye le a ruhát, ügyelve arra, hogy ne érjen a szennyezett felületekhez.
5. **Megsemmisítés:** A használt zsilipruhát helyezze megfelelő orvosi hulladékgyűjtőbe.

### Tárolási feltételek:

- Száraz, napfénytől védett helyen tárolandó.
- Kerülje a hőmérséklet-ingadozásokat.

### Fontos tudnivalók:

- A termék nem steril.
- Egyszeri használat után megsemmisítendő.
- Gyermekektől elzárva tartandó.

**Gyártó:** Labo P.Hartmann SARL, Chatenois, 67607 Selestat Cedex, Franciaország

**Forgalmazó:** HARTMANN-RICO Hungária Kft., 2051 Biatorbágy, Budapest, Paul Hartmann utca 8.

További információért keresse fel a gyártót vagy forgalmazót.