

- Inainte de a deschide ambalajul produsului, verificați-l cu atenție pentru a observa dacă există semne de deteriorare. Nu utilizați produsul dacă observați semne vizibile de deteriorare, precum furci, crăpături, găuri mici sau sigiliu nepermis, rupte sau incomplet.
- Revizuiți zona unui dispozitiv medical de unică folosință este periculoasă. Reproducerea dispozitivelor, în scopul reutilizării, poate afecta gradul de integritate și performanța acestora. La cerere, sunați disponibil mai multe informații.

Reacții adverse

Nivelul crescut de exsudat, macerare, durere crescută, colorinare critică, lipsira pansamentului de plagă, senzație de mâncărime, de arsură, edem, ulcerări multiple, rupsurile cutanate, bătăci, eritem. În cazul apariției vremeii dintrе aceste reacții adverse, consultați un medic clinician.

Reportarea incidentelor

Pentru un pacient/Utilizator/terță parte din Uniunea Europeană și din țări cu un regim de reglementare identic (Regulamentul EU 2017/745 privind dispozitivele medicale), dacă, pe durata utilizării acestui dispozitiv sau ca urmare a utilizării sale are loc un incident grav, va rugăm să îl raportați producătorului și/sau reprezentantului autorizat al acestuia, precum și autorității dvs. naționale.

Eliminarea produsului

Pentru a minimiza riscul eventualelor pericole de infecție sau al poluării mediului, componentele dispozitivului medical ce nu pot fi eliminate trebuie să fie supuse procedurilor de eliminare conform legilor, regulamentelor și reglementărilor locale aplicabile și standardelor de prevenire a infecțiilor. Dispozitivul medical se va elimina împreună cu deșeurile menajere.

Data revizuirii textului: 2022-07-25

RO – S.C. PAUL HARTMANN SRL - 020 335 București

5.1 Navodila za uporabo

Opis izdelka

RespoSorb Silicone je sterilna vpojna obloga z silikonsko stično plastjo. Obloga vsebuje perforirano silikonsko plast, ki je v stiku z rano, in zleneko vpojno blaznico. Silikonka plast obloga namerja zadrževati tekočino za zagotavljanje, da se obloga ne sprizema z rano. Izdelek ima nad silikonsko plastjo oblogo, hidrofilno netkano tkanino (viskozna in polipropilen). Vpojna blaznica je izdelana iz celuloze in viskopsivnega poliakrilata (lak, superabsorbent poliakrilata, SAP) za vpojnost in zadrževanje eksudata ter je ovita v hidrofilno tkano in silikonizirano za porazdelitev tekočine. Zagnana stran obloga je izdelana iz zepene polipropilenske netkane tkanine za ohrančevanje zraka, ki je odprta stran obloga. Tkanina je odprna proti vodi, vendar prepustna za zrak in dovolj izmenjivo plinov.

Lastnosti in delovanje

RespoSorb Silicone vpoji tudi mokro eksudat in ga zadrži v vpojni blaznici. Mikropelitsila, silikonka stična plast preprečuje polzovanje obloge in olajša njeno namestitve. Menjanje obloge lahko prepreči atravmatično in skoraj brez bolečin.

Informacijska informacija

- Regori sâret med fiziologiki lönöning eller enligt läkares anvisning.
- Välj en lämplig storlek på förbandet så att förbandet går ut cirka 1 till 2 cm utanför skårkanten. Klipp inte till förbandet.
- När sâret har rengörjts och innan förbandet appliceras ska ytan runt sâret göras fullständigt torr med hjälp av kompresser, så att förbandet fâster ordentligt.
- Ta bort alla skyddsrör. Lâgg förbandet med fâstytan mot sâret, så att den gröna sidan vnder bort från sâret.
- Fäst förbandet med exempelvis Peha-haft eller annan lämplig fixering, eller vid behov med kompressionsbandage enligt läkares anvisningar.
- Förbandet kan sitta kvar i upp till 7 dagar beroende på sârets skick och etablerat kliniskt protokoll.
- Förbandet måste bytas om det rekommenderas av kliniska skäl eller när eksudatet når ut till kanten på förbandet.

Kontraindikationer

Använd inte RespoSorb Silicone om patienten är överkänslig mot någon av beståndsdelarna.

Särskilda försiktighetsåtgärder

- Klipp inte till förbandet.
- Innan en såråtkängsstörning behandlas måste en läkare konsulteras så att en diagnos kan ställas. Behandlingen med RespoSorb Silicone kan inte ersätta behandling av orsakerna som ligger bakom såråtkängsstörningen. Om det finns kliniska tecken på infektion ska infektionen tas om hand med hjälp av lämplig behandling innan detta förband kan användas.
- Följ alltid etablerat kliniskt protokoll.
- I samband av tillgängliga data som stöder användningen av detta förband på känsliga poplulationsgrupper såsom spädbarn, barn samt gravida och ammande kvinnor, och läge, hvis nogen af disse bivirkninger opstår.

Reportering av händelser

För en patient/brukare/medarbetare i Den Europeiska Unionen och i land med identiska lovgivning (förordning EU/ 2017/745 vedrørende medicinske udstyr): Hvis der under brug detts udstyr, eller som et resultat af det anvendes, har fundet en alvorlig hændelse sted, bedes du rapportere den til producenten og/eller den ansvarige autoriserede repræsentant og til de nationale myndigheder.

Sikkerhedsfor produkt

Med henblik på at minimere potentielle infektionsfare eller forurening af miljøet bør bortskafløsen af engangskompresser af medicinsk udstyr følges bestemmelse i gældende national og lokal lovgivning, regler, og vejledning samt tekniske vejledningske standarder. Bortskaf det medicinske udstyr sammen med det almindelige husholdningsaffald.

Data for revision af teksten: 2022-07-25

DK – PAUL HARTMANN A/S - 2300 København

5.1 K ytt shj et

Tuotteen kuvaus

RespoSorb Silicone on steriili imukyyninen side, jossa on silikoninen kosketuspinta. Side koostuu rei'itetysti silikonista havakontaktitierroksista ja viheriästä imukyynisestä tyynyistä. Silikonikerros helpottaa steen asetusta ja ehkäisee sen tarttumista ihaan. Silikonikerroksen päällä tuoteessa on valkoinen, hydrofiilinen kuitukasva (viskioosa ja polypropyleni). Selluloosasta ja erittäin imukyynistä polyakrylaalista (SAP) valmistettu imutyyny imee ja pitää erittien sisällään ja on käänretty hydrofiiliseen selluloosakudokseen, joka levittää nesteen tasaisesti. Sideen taustapohja on valmistettu viheriästä polypropeenikuitukanasta, joka osittain haavasta poisjään asettavan puolen ja joka hyökkäi vetää mutta päästää lävseen ilmaa ja mahdollistaa kaasujen vaihtumisen.

Data for revidering av teksten: 2022-07-25

SE – PAUL HARTMANN ScandiCare AB- 33421 Anderstorp

Poročanje o zapletih

Za pacienta/uporabnika/trejo osebo v Evropski uniji in državah z identično regulativno ureditvijo (Uredba (EU) 2017/745 medicinski pripomočki): Če med uporabo tega pripomočka ali zaradi njegove uporabe pride do resnega zapleta, o tem obvestite proizvajalca in/ali pooblaščenega zastopnika ter pristojni državni organ.

Odstranjevanje izdelka

Za manjšanje ravnosti in nastanka okužb ali onesnaženjavanja okolijsi morate pri odstrjanjuvju delov medicinskega pripomočka upoštevati postopke odstranjevanja v skladu z veljavnimi in lokalnimi zakoni, pravili, predpisi in standardi preprečevanja okužb.

Datum zadnje revizije besedila: 2022-07-25

SI – PAUL HARTMANN Adriatic d.o.o. -1000 Ljubljana

SE Bruksanvisning

Produktbeskrivning

RespoSorb Silicone är ett sterilt absorberande förband med silikonfikt. Förbandet innehåller en perforerad silikonkita mot sårkanten och en grönfärgad absorberande dyna. Silikonkiten föreklar applicering av förbandet och minimerar vidfåttning mot såret. Övriga på silikonkitet består av ett tunt lager av silikon (viskos och polypropylen). Den absorberande dynan innehåller cellulosa och superabsorberande polyakrylat (SAP) för absorption och retention av exsudat och är täckt med hydrofil cellulosaväv som distribuerar vätskan. Förbandets bakåta består av ett tjockt ick -vävt material i polypropylen för att indikera sidan som ska riktas bort från såret. Den är hydrofob men genomt rlig f r luft, vilket g r gasutbyte m jligt.

Egenskaper och v rksam de

RespoSorb Silicone absorberer och h ller kvar v r till h ga n nvar av exsudat i den absorberande dynan. Silikonkiten b r kontaktken till silikon hindrar f rbandet fr n att glida och g r det l tt att applicera. F rbandstycket b r ges atraumatiskt och n st n sm rtr tt.

Ans dd anv ndning

RespoSorb Silicone  r ett sterilt, absorberande eng ngsf rband med silikonkita f r l ngstidsbehandling av akuta och kroniska s r med m ttlig till stora m ngder exsudat. Anv nds p  vuxna patienter av v rdspersonal i mottagningsrum eller hemmet och kan kombineras med reng ringsl sningar och lokal antibiotika, samt prim ra f rband och ytterligare fixering. Det kan anv ndas i samband med l ngvarig kompressionsbehandling.

Indikationer

RespoSorb Silicone  r l mpligt vid behandling av m nga olika s r med m ttlig till stor exsudatproduktion: akuta s r (br nnsk der, post-operativa s r, traumatiska s r) och v d kroniska s r (ulcer rs s r, trycks r, f rd vid diabetes, tum rs r).

Anv ndningsinformation

- Reng r s ret med fysiologisk l sning eller enligt l kares anvisning.
- V lj en l mplig storlek p  f rbandet s  att f rbandet g r ut cirka 1 till 2 cm utanf r sk rkanten. Klipp inte till f rbandet.
- N r s ret har reng rjts och innan f rbandet appliceras ska ytan runt s ret g ras fullst ndigt torr med hj lp av kompresser, s  att f rbandet f ster ordentligt.
- Ta bort alla skyddsr r. L gg f rbandet med f stytan mot s ret, s  att den gr na sidan vnder bort fr n s ret.
- F st f rbandet med exempelvis Peha-haft eller annan l mplig fixering, eller vid behov med kompressionsbandage enligt l kares anvisningar.
- F rbandet kan sitta kvar i upp till 7 dagar beroende p  s rets skick och etablerat kliniskt protokoll.
- F rbandet m ste bytas om det rekommenderas av kliniska sk l eller n r eksudatet n r ut till kanten p  f rbandet.

Kontraindikationer

Anv nd inte RespoSorb Silicone om patienten  r  verk nslig mot n gon av best ndsdelarna.

S rskilda f rsiktighets tg rder

- Klipp inte till f rbandet.
- Innan en s r tk ngsst ring behandlas m ste en l kare konsulteras s  att en diagnos kan st llas. Behandlingen med RespoSorb Silicone kan inte ers tta behandling av orsakerna som ligger bakom s r tk ngsst rningen. Om det finns kliniska tecken p  infektion ska infektionen tas om hand med hj lp av l mplig behandling innan detta f rband kan anv ndas.
- F lj alltid etablerat kliniskt protokoll.
- I samband av tillg ngliga data som st der anv ndningen av detta f rband p  k nsliga poplulationsgrupper s som sp dbarn, barn samt gravida och ammande kvinnor, och l ge, hvis nogen af disse bivirkninger opst r.

Reportering av h ndelser

F r en patient/brukare/medarbejder i Den Europ iske Union og i land med identiske lovgivninger (EU-f rordning 2017/745 vedr rende medicinske udstyr): Hvis der under brug detts udstyr, eller som et resultat af det anvendes, har fundet en alvorlig h ndelse sted, bedes du rapportere den til producenten og/eller den ansvarige autoriserede repr sentant og til de nationale myndigheder.

Sikkerhedsfor produkt

Med henblik p  at minimere potentielle infektionsfare eller forurening af milj et b r bortskafl sen af engangsprodukter af medicinsk udstyr f lges bestemmelse i g ldende national og lokal lovgivning, regler, og vejledning samt tekniske vejledningske standarder. Bortskaf det medicinske udstyr sammen med det almindelige husholdningsaffald.

Data for revision af teksten: 2022-07-25

DK – PAUL HARTMANN A/S - 2300 København

5.1 K ytt shj et

Tuotteen kuvaus

RespoSorb Silicone on steriili imukyyninen side, jossa on silikoninen kosketuspinta. Side koostuu rei'itetysti silikonista havakontaktitierroksista ja viheri st  imukyynisest  tyynyist . Silikonikerros helpottaa steen asetusta ja ehk isee sen tarttumista ihaan. Silikonikerroksen p ll  tuoteessa on valkoinen, hydrofiilinen kuitukasva (viskioosa ja polypropyleni). Selluloosasta ja eritt n imukyynisest  polyakrylaalista (SAP) valmistettu imutyyny imee ja p tt  erittien sis ll n ja on k nnytt  hydrofiiliseen selluloosakudokseen, joka levitt  nesteen tasaisesti. Sideen taustapohja on valmistettu viheri st  polypropeenikuitukanasta, joka osittain haavasta poisj n asettavan puolen ja joka hyökk  vet  mutta p st tt  l vseen ilmaa ja mahdollistaa kaasujen vaihtumisen.

Data for revidering av teksten: 2022-07-25

SE – PAUL HARTMANN ScandiCare AB- 33421 Anderstorp

Omniausudet ja toimintatapa

RespoSorb Silicone imee ja p tt  sis ll n suurikiin m  ri  haavaeritt i  imutyyniss n. Mikrokulmavissa silikonipinta est tt  steen s rlynt n ja helpottaa sen asettamista. Side voidaan vaihtaa atraumatittisesti ja s rre kivitumaksi.

K ytt t rkuutos

RespoSorb Silicone on steriili, kert k ytt t inen, imukyyninen, silikonilla kosketuspinnalla varustettu side, alkuun ja leikkauksien haavojen pitk ksitt iseen hoitoon, kun haavasta erittyy kohtuullisesti tai runsaasti nestett . Terveydenhuollon ammattilaiset voivat k ytt t  sideet akuuttii leikkauksista tai kohtiohygienian aikana, j  s i voidaan k ytt t  yhdess  puhdistusliuosten ja paikallisten antiseptien aineiden sek  ensisiijaisesti ja toissijaisesti siteiden kanssa. Sideett  voidaan k ytt t  kompressiohoitossa.

K ytt shj et

RespoSorb Silicone soveltuu monenlaisesti kohtalajaisesti tai runsaasti eritt vien haavojen hoitoon, mukaan lukien haavojen, leikkauksien, vaurioituneiden (vaurioituneiden haavojen) ja kroonisten haavojen hoitoon, kun haavasta erittyy kohtuullisesti ja runsaasti nestett . Terveydenhuollon ammattilaiset voivat k ytt t  sideet akuuttii leikkauksista tai kohtiohygienian aikana, j  s i voidaan k ytt t  yhdess  puhdistusliuosten ja paikallisten antiseptien aineiden sek  ensisiijaisesti ja toissijaisesti siteiden kanssa. Sideett  voidaan k ytt t  kompressiohoitossa.

Siten asettaminen

- Puhdista haava fysiologisella liuoksella tai l tk irien ohjeiden mukaan.
- V litt  siteen koko haavan mukaan ja varmista, ett  sitee ylt t  noin 1–2 cm haavan reunojen yli. Sideett  ei saa leikata.
- Varmista haavan huuheltemisen j lkeen, ennen siteen asettamista, ett  haavaa ympäryst ll  on kuiva. Asettamista steen hy ll  ilmatuomien kuivaamalla alue tarvittaessa pumpulla/puikalla.
- Poista kaikki suojaliuskat. Aseta siteen limapuualla haava p llle niin, ett  v litt  puoli osottaa ylsipiin.

- Kiinnit  site esimerkiksi Peha-haft-siteen tai muan soveltuvan sidoksen avulla tai k ytt  tarvittaessa kompressiosidett  l tk irien m rk n mukaan.
- Sideett  voidaan p tt t  haavan p llle enimm n seitsem n p iv n haavan tilan ja i tosten mukaan ohjeistuksen mukaan.

Indikaationer

RespoSorb Silicone egne sig til behandling af blinde forskelliges l r med moderate til store m ngder eksudat: akutte s r (br nnsk der, postoperative s r, traumatiska s r) og kroniske s r (generelle s r, tryks r, f rd ved diabetes, tum rs r).

Anvendelsesm de

- Rens s ret med en fysiologisk opl sning, eller efter l gens anvisning.
- V lj en egnet forbandst rrelse til s ret, og s r for, at forbandingen g r ca. 1 til 2 cm ud over s rkanten. Forbandingen m  ikke klippes til.
- Efter rensning af s ret, og for anl ggelse af forbandingen skal det sikres ved hj lp af tamponer, at omr det omkring s ret er t rt nok til at sikre vedh ftning.
- Fjern alle beskyttende tild kninger. Placer den kl bende side af forbandingen mod s ret, s ledes at den gr ne side vender v k fr  s ret.
- F st f rbandet med eksempelvis Peha-haft- bandage eller en anden passende fixering. Anl g kompressionsb nd efter l gens anvisning, hvis det  r nødvendigt.

Kontraindikationer

RespoSorb Silicone  r l mpligt vid behandling av m nga olika s r med m ttlig till stor exsudatproduktion: akuta s r (br nnsk der, post-operativa s r, traumatiska s r) och v d kroniska s r (ulcer rs s r, trycks r, f rd vid diabetes, tum rs r).

Informacijska informacija

RespoSorb Silicone absorberer og h lder kvar v r till h ga n nvar af exsudat i den absorberende dyna. Silikonkiten b r kontaktken til silikon hindrar f rbandet fr n att glida och g r det l tt att applicera. F rbandstycket b r ges atraumatiskt och n st n sm rtr tt.

Ans dd anv ndning

RespoSorb Silicone  r ett sterilt, absorberande eng ngsf rband med silikonkita f r l ngstidsbehandling av akuta och kroniska s r med m ttlig till stora m ngder exsudat. Anv nds p  vuxna patienter av v rdspersonal i mottagningsrum eller hemmet och kan kombineras med reng ringsl sningar och lokal antibiotika, samt prim ra f rband och ytterligare fixering. Det kan anv ndas i samband med l ngvarig kompressionsbehandling.

Indikationer

RespoSorb Silicone  r l mpligt vid behandling av m nga olika s r med m ttlig till stor exsudatproduktion: akuta s r (br nnsk der, post-operativa s r, traumatiska s r) och v d kroniska s r (ulcer rs s r, trycks r, f rd vid diabetes, tum rs r).

Anv ndningsinformation

- Reng r s ret med fysiologisk l sning eller enligt l kares anvisning.
- V lj en l mplig storlek p  f rbandet s  att f rbandet g r ut cirka 1 till 2 cm utanf r sk rkanten. Klipp inte till f rbandet.
- N r s ret har reng rjts och innan f rbandet appliceras ska ytan runt s ret g ras fullst ndigt torr med hj lp av kompresser, s  att f rbandet f ster ordentligt.
- Ta bort alla skyddsr r. L gg f rbandet med f stytan mot s ret, s  att den gr na sidan vnder bort fr n s ret.
- F st f rbandet med exempelvis Peha-haft eller annan l mplig fixering, eller vid behov med kompressionsbandage enligt l kares anvisningar.
- F rbandet kan sitta kvar i upp till 7 dagar beroende p  s rets skick och etablerat kliniskt protokoll.
- F rbandet m ste bytas om det rekommenderas av kliniska sk l eller n r eksudatet n r ut till kanten p  f rbandet.

Kontraindikationer

Anv nd inte RespoSorb Silicone om patienten  r  verk nslig mot n gon av best ndsdelarna.

S rskilda f rsiktighets tg rder

- Klipp inte till f rbandet.
- Innan en s r tk ngsst ring behandlas m ste en l kare konsulteras s  att en diagnos kan st llas. Behandlingen med RespoSorb Silicone kan inte ers tta behandling av orsakerna som ligger bakom s r tk ngsst rningen. Om det finns kliniska tecken p  infektion ska infektionen tas om hand med hj lp av l mplig behandling innan detta f rband kan anv ndas.
- F lj alltid etablerat kliniskt protokoll.
- I samband av tillg ngliga data som st der anv ndningen av detta f rband p  k nsliga poplulationsgrupper s som sp dbarn, barn samt gravida och ammande kvinnor, och l ge, hvis nogen af disse bivirkninger opst r.

Reportering av h ndelser

F r en patient/brukare/medarbejder i Den Europ iske Union og i land med identiske lovgivninger (EU-f rordning 2017/745 vedr rende medicinske udstyr): Hvis der under brug detts udstyr, eller som et resultat af det anvendes, har fundet en alvorlig h ndelse sted, bedes du rapportere den til producenten og/eller den ansvarige autoriserede repr sentant og til de nationale myndigheder.

Sikkerhedsfor produkt

Med henblik p  at minimere potentielle infektionsfare eller forurening af milj et b r bortskafl sen af engangsprodukter af medicinsk udstyr f lges bestemmelse i g ldende national og lokal lovgivning, regler, og vejledning samt tekniske vejledningske standarder. Bortskaf det medicinske udstyr sammen med det almindelige husholdningsaffald.

Data for revision af teksten: 2022-07-25

DK – PAUL HARTMANN A/S - 2300 København

5.1 Bruksanvisning

Produktbeskrivelse

RespoSorb Silicone  r ett sterilt sugekompress med en kontaktfl te av silikon. Sugekompressen best r av perforert s rkontaktlag av silikon og en grunn absorberende pute. Silikonlaget g r det lettere   sette sugekompressen p , og bidrar til   den ikke setter seg fast i s ret. Over silikonlaget har produktet en hvit, hydrofil ikke-v vet tekstil (viskos og polypropylen). Den absorberende pute best r av cellulose og superabsorbent polyakrylat (SAP) som skal absorberer og holde tilbake s rveske og er utstyrt med en hydrofil cellulosav v som distribuerer v tske. Sugekompressen bakside er laget av grunn, ikke-v vet tekstil av polypropylen f r  ndikere sidan vendt bort fr  s ret. Materialer er hydrofobt, men sl pper gjennom luft, og dermed kan gass utveksles.

Egenskaper og v rksam de

RespoSorb Silicone absorberer og holder tilbake et h yt niv  av s rveske i den absorberende pute.

Den mikro-heftende kontaktfl te av silikon hindrer  t sugekompress skiller ut   stilling, og g r det enkelt   sette den p . Det  r atraumatisk og nesten smertefritt  f sugekompressen.

Tiltenk form l

RespoSorb Silicone er et sterilt sugekompress til engangsbruk, med en kontaktfl te av silikon, for langtidshandling av akutte og kroniske s r, med moderat til h yt niv  av s rveske. Den brukes til akutte og kroniske s r, trykks r, f rd ved diabetes, tum rs r og kroniske s r (generelle s r, trykks r, f rd ved diabetes, svulst r).

Indikationer

RespoSorb Silicone egne sig til behandling av en rekke s r med moderate til h ye niv er av s rveske: akutte s r (br nnsk der, postoperative s r, traumatiska s r) og kroniske s r (venesk, trykks r, diabetesforst, svulst r).

Brukerveiledning

- Rengj r s ret med fysiologisk saltl sning eller i samsvar med instruksjonene fra lege.
- Velg egnet sugekompressst rrelse for s ret, og s r for at sugekompressen strekker seg f rbi s rets marginer med ca. 1 til 2 cm. Du m  ikke klippe sugekompressen.
- For   etter sugekompressen p , etter at s ret   skyllet, m  du ikke p  huden rundt s ret  r t r ved sugekompressen, for   sikre at sugekompressen sitter fast.

- Fjern alle beskyttelsesveivtrekk. Sett sugekompressen p  med kl bende vunder mot s ret, og slik at den gr ne siden vender bort fr  s ret.

- Fest sugekompressen sikret ved hjelp av f.eks. en Peha-haft-bandasje eller annet egnet festemiddel, eller p r nok b ndvedig kompressjonsbandasje i samsvar med instruksjonene fra legen.

- Sugekompressen kan forbli p  s ret i opptil 7 dager, avhengig av s rets tilstand og fastsett klinisk protokoll.

- Sugekompressen m  byttes hvis det opptr r klinisk indikasjon, eller n r s rvesken n r frem til kanten av sugekompressen.

Kontraindikasjoner

RespoSorb Silicone skal ikke brukes i tilfelle overfl sombhet overfor noen av komponentene.

Spesielle forholdsregler

- Du m  ikke klippe sugekompressen.
- F r behandling av s r  r med nedsett helingsenergi, m  du r df re deg med lege for   stille en klinisk diagnose. Behandlingen med RespoSorb Silicone kan ikke erstatte en kausalbehandling av problemet som hindrer leging av s ret. Hvis det  r kliniske tegn p  infeksjon, m  infeksjonen kontrolleres med egnet behandling for denne sugekompressen kan brukes.
- Du m  alltid f lge den fastsatte kliniske protokollen.

- Ved fr ver av tilgjengelige data som st tter brukten av denne kompressen p  felomme populasjoner, for eksempel sp dbarn, gravide eller ammande kvinner, og ved fr ver av motr dende data, skal denne kompressen brukes p  disse populasjonene med forsiktighet og etter anvisning av lege.

- Det anbefales at en ikke s tt p  sugekompressen med hele sin kroppstygde ved s r p  anbefalte.

- F r du  pner produktemballasjen, m  den inspiseres n ye for tegn p  skade. Bruk ikke produktet hvis det   synlige tegn p  skade, f.eks. spr kker, k nner, n del r eller uensartede, revnede eller ufullstendige f rselinger.

- Gjenbr k av medisinsk engangsstyret  r farlig. Reprosessering av styret f r   bruke det p  nytt kan s kke utstyrets integritet og tryk p  draktisk vis. Informasjon tilgjengelig p  foresp rsel.

- Ennen hekkostii paranevan haavon hoidoa aloittamitta on kytt vtt  v v  l tk ir