

5. ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS¹

5.1. Használati utasítások

Hígítás nélkül, töményen kell alkalmazni.

A behatási idő alatt a felületet nedves állapotban kell tartani!

Mechanikai hatás nélkül:

Szórófejes flakomból permetezzük be a kezelendő felületet úgy, hogy kezeletlen felületek ne maradjanak, majd hagyjuk hatni min. 1 percig.

- baktericid, yeasticid, tuberkulocid/mikobaktericid, szelektív virucid hatás eléréséhez a behatási idő: **min. 1 perc**
- fungicid hatás eléréséhez a behatási idő: **min. 5 perc**

Mechanikai hatással (törlőkendő használatával):

Szórófejes feltét hiányában a *Bacillol AF*-fel megnedvesített törlőkendő is alkalmazható az adott felület fertőtlenítéséhez.

- baktericid, yeasticid hatás eléréséhez behatási idő: **min. 30 másodperc**
- tuberkulocid/mikobaktericid, szelektív virucid hatás eléréséhez a behatási idő: **min. 1 perc**
- fungicid hatás eléréséhez a behatási idő: **min. 5 perc**

5.2. Kockázatsökkentő intézkedések -

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Általános tanácsok: Rosszullét vagy tünetek esetén orvoshoz kell fordulni (ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni)

Belégzés esetén: a személyt friss levegőre kell vinni.

Szembe kerülés esetén: azonnal nagy mennyiségű vízzel kell öblíteni, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig.

Bőrrel érintkezés esetén: a szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Bő vízzel kell lemosni a bőrre került anyagot.

Lenyelés esetén: a száját vízzel ki kell öblíteni. Hánytatni tilos!

Környezetvédelmi óvintézkedések: Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradványát, csomagolóanyagát élővizetekbe, talajba, illetve a terméket hígítás nélkül a közcsonatornába juttatni.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A termék maradványainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló nemzeti jogszabályokban meghatározottak az irányadók. A kisebb mennyiségű szert bő vízzel fel lehet hígítani és ki lehet önteni. Nagyobb mennyiségeket a helyi hatósági előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Szennyezés-mentesítés: Nagymértékű kifolyás esetén inert nedvszívó anyaggal (pl. homok, szilikagél, savkötő, általános kötőanyag, fűrészpor) kell felitatni és zárt, címkével ellátott edényben kell gyűjteni ártalmatlanításig.

¹ Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett felhasználás vonatkozásában.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, jól szellőztethető helyen, közvetlen napfénytől, hőtől és fagytól védve, ételtől, italtól és gyújtóforrástól távol szobahőmérsékleten tárolandó. Szakszerű tárolás esetén minőségét a gyártástól számított **3 évig** megőrzi.

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Forgalmazó: HARTMANN-RICO Hungária Kft., 2251 Biatorbágy Budapest, Paul Hartmann u. 8.