



Azonnali használatra kész

Az Infyna™ ideiglenes katétereket úgy tervezték, hogy használatuk egyszerű legyen. Használatra készen érkeznek, segítve a felhasználókat abban, hogy magabiztosnak és komfortosnak érezzék magukat, bármit is tartogasson a napjuk.



Infyna™
Ideiglenes katéter

Mindennapi könnyű használatra tervezve

Az Infyna™ ideiglenes katétereket úgy tervezték, hogy gondtalan, tiszta élményt nyújtsanak, és azonnali használatra készek, hogy a felhasználók minden nap kényelmesen és magabiztosan érezzék magukat.

17 cm 40 cm

Amit a felhasználók szeretnek az Infyna™ katéterben:

- Könnyű, érintésmentes bevezetés²
- A csomagolásból kivéve³ használatra kész
- HydraBalance™ síkosító technológia¹⁸
- Optimálisan tervezett[‡], két sima, lekerekített nyílással
- Rugalmas tölcsercsatlakozó¹⁷ a vizelet áramlásának szabályozásához
- Ergonomikus, csúsztatható fogó⁴ a 40 cm-es katéteren
- Kevesebb kifolyás, foltmentes használat^{5,6*}



*A katéter nem hagy foltot a gyakori szöveteken (pl. farmer, vászon, poliészter, pamut), ha a tartalma kifolyik.

‡ISO 20696, Hollister data on file (UN005, UN008)



A katéter könnyedén siklik az egyszerű használat érdekében, magabiztosságot ad és több időt hagy a mindennapokra⁷

A jobb oldali képen Jonny és Katie láthatók, akik Hollister katétereket használnak HydraBalance™ síkosító technológiával

Tapasztalja meg a használat⁷ és a kényelem⁸ könnyedségét a HydraBalance™ síkosító technológiánkkal

Természetes eredetű összetevőkből készült. Egyedülálló kombinációja a hidrofил bevonatnak és a hidratáló folyadéknak, amely egy sima, síkló bevonatot hoz létre, amely nemcsak védi a húgycsövet, hanem zökkenőmentes, könnyed behelyezést és eltávolítást is biztosít – a magabiztosabb, természetesebb katéterezési élmény érdekében^{9,10}


A HydraBalance™ síkosító technológia főbb jellemzői:

- Sima, kényelmes behelyezés és eltávolítás⁸
- Segít megvédeni a húgycsövet az esetleges mikrosérülésektől és húgyúti fertőzésektől¹¹
- Úgy tervezték, hogy a természetes eredetű összetevők megfelelő egyensúlyát biztosítsa, a lehető legtermészetesebb ideiglenes katéterezési élmény érdekében¹²

Jó érzés ilyen terméket ajánlani!

Az Infyna™ katétereket úgy tervezték, hogy csökkentik a felhasználó környezetre gyakorolt terhelését.¹³ Nem tartalmaz PVC-t, DEHP-t és ftalatokat.^{14,15}



Méret (Ch)	40 cm-es hossz	17 cm-es hossz
8 Ch	 88084	 88081
10 Ch	 88104	 88101
12 Ch	 88124	 88121
14 Ch	 88144	 88141
16 Ch	 88164	

Az Infyna katéterek használata előtt mindenképpen olvassa el a használati útmutatót, amely tartalmazza a rendeltetésszerű használatra, ellenjavallatokra, figyelmeztetésekre, óvintézkedésekre és használati utasításokra vonatkozó információkat.

Hivatkozások:

1. Hollister Data on File, CL-000496
2. Hollister Data on File, CL-000493
3. Hollister Data on File, CL-000491
4. Hollister Data on File, CL-000494
5. Hollister Data on File, CL-000565
6. Hollister Data on File, CL-000561
7. Hollister Data on File, CL-001519
8. Hollister Data on File, CL-001518
9. Hollister Data on File, CL-001527
10. Hollister Data on File, CL-001528
11. Hollister Data on File, CL-001516
12. Hollister Data on File, CL-001520
13. Hollister Data on File, CL-001525
14. Hollister Data on File, CL-000520
15. Hollister Data on File, TR-00643, 2025
16. Hollister Data on File, Ref-03437
17. Hollister Data on File, Ref-02978



A Hollister, a Hollister logó, a HydraBalance, a HydraBalance logó és az Infyna a Hollister Incorporated védjegyei. © 2025 Hollister Incorporated. ALL-03097
Lezárás dátuma: 2025.12.16.



HARTMANN-RICO Hungária Kft.
hartmann.hu
hartmannakademia.hu



A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

